

# Thera Gas/150

Gåborde: Sikker og stabil støtte

## Primær anvendelse

Pleje i hjemmet  
Plejehjem  
Hospitaler

Programmet for Thera gåborde består af en række sikre og stabile enheder, der skal hjælpe brugeren med at gå.

De er designet til at støtte brugerens vægt under gangtræning i fysioterapi- og rehabiliteringssituationer og efter operationer og skal hjælpe patienten med at kunne bevæge sig rundt tidligere, end det ellers ville have været muligt. Den viste model er Thera gåbord med højdeindstilling med gaspedal via håndgrebet foran.

Disse gåborde kan benyttes af brugeren alene eller med hjælp fra en omsorgsperson. De kan nemt indstilles i højden og dermed imødekomme brugere af forskellig højde.

Serien har 6 modeller.

## Vigtigste standardfunktioner

Alle 4 hjul har bremses  
Armpuderne og håndgrebene kan justeres i bredden.  
Stabil base der ikke vælter  
Max. vægtpacitet 150 kg

## Tilbehør

Sidestøtte  
Fodplade  
Dropstativ  
Dobbelt håndbremse  
Enhåndsbremse



## PRODUKTETS VIGTIGSTE EGENSKABER

- Thera Gas kan bruges af patienter op til 150 kg.
- Højdeindstilling med gaspedal.
- Håndgreb der nemt kan indstilles til forskellige brugere.
- Armpuder der kan justeres i bredden. Polstrede til brugere med følsom hud.
- Bløde hjørner.
- Hjulene er lette at manøvrere med og har bremses.



Håndgreb som kan indstilles på mange måder for at imødekomme forskellige behov. Armpuder der kan justeres i bredden.



Nem højdeindstilling med gaspedalhåndgrebet.





Vedligeholdelsesfri, letløbende hjul.

Version	HMI-nummer	Varenummer
Thera med manual højdeindstilling Thera Standard - 125/100 mm hjul	53740	033-00100/ 033-00110
Thera med højdeindstilling ved hjælp af gaspedal Thera Gas - 125/100 mm hjul	53741	033-00200/ 033-00210
Thera med elektrisk højdeindstilling Thera Electric - 125/100 mm hjul	50660	033-00300/ 033-00310
Thera med elektrisk højdeindstilling og benspredning Thera Double - 125/100 mm hjul	53738	033-00400/ 033-00410
Thera med elektrisk indstilling/håndterer op til 240 kg Thera Extra - 125/100 mm hjul	53739	033-00500/ 033-00510
Stå-hjælpemiddel og ganghjælpemiddel i ét Thera Rise & Go - 125/100 mm hjul	70687	033-00600/ 033-00610

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Max. vægt	150 kg
Udvendig bredde	780 mm
Højdeindstilling	900-1290 mm
Theras vægt	15 kg
Theras højde	910-1260 mm



Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Ergolet forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din forhandler.



date 03.07.2012 - ver. 4

Ergolet  
Tårnborgevej 12C  
4220 Korsør  
Danmark  
tlf. +45 70 27 37 20  
e-mail: ergolet@ergolet.dk



[www.ergolet.com](http://www.ergolet.com)